

# FAVORIT VINYL

## Einmal-Untersuchungshandschuhe

### VINYL

### Produktbeschreibung

Einmal-Untersuchungshandschuh aus Polyvinylchlorid, unsteril.  
Links und rechts zu tragen, gerade Finger, Rollrand, glatte Oberfläche,  
proteinfrei, transparent.

### Zweckbestimmung

Gem. Verordnung (EU) 2017/745:  
Medizinprodukt der Klasse I  
Untersuchungshandschuh aus Vinyl, puderfrei,  
chloriniert, beidseitig verwendbar, unsteril

Gem. Verordnung (EU) 2016/425:  
PSA Kat. III  
Einmalschutzhandschuh  
(zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Gefährdung)

### Normen

EN 420, EN 455, EN 374

### Physikalische Eigenschaften

REF	Größe	Länge/Breite (mm)	Gewicht (g)
11561	S (6-7)	min. 240/85 ± 5	4,5 ± 0,5
11560	M (7-8)	min. 240/95 ± 5	5,0 ± 0,5
11559	L (8-9)	min. 240/105 ± 5	5,5 ± 0,5
12864	XL (9-10)	min. 240/≥115	6,0 ± 0,5

### Wandstärke

einfach gemessen	Einzelwand (mm)
Manschette	0,10 +/- 0,03
Handfläche	0,11 +/- 0,03
Fingerspitze	0,10 +/- 0,03

### Inhalt/Verpackung

Inhalt pro Spenderbox (nach Gewicht): 100 Stück  
Inhalt pro Transportkarton (nach Gewicht): 10 Spenderboxen à 100 Stück




### Haltbarkeit

siehe Spenderbox

### Lagerung

Alle Produkte trocken lagern, vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen. Lagerung bei 10-30° C.

### Piktogramme



<b>MEDICAL</b>	(EU) 2017/745	Klasse 1/Class 1	EN 455: 1-4
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden. All serious incidents related to the device shall be reported by the user/patient to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user/patient is established.			
<b>PSA/PPE</b>	(EU) 2016/425	Kat. III, Typ B Cat. III, Type B	EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-4:2013 EN ISO 374-5:2016
<b>FOOD</b>	Geeignet für d. kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln Suitable for short-term food contact		

### Entsorgungshinweis

Entsprechend den gültigen Vorschriften für das Handschuhmaterial entsorgen. Verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend den Vorschriften für die jeweilige Substanz entsorgt werden.

### Hinweise zu Vorkommnissen

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.