

Holthaus Medical GmbH & Co.KG - Qualitätsmanagement	Dok.Nr. : TF 50032.04 gültig ab: 26.03.2015
Technical File	Seite 1 von 1

**Cederroth Augenwaschflaschen, gefüllt mit physiologisch gepufferter Kochsalzlösung
(entspricht der DIN 12930)**



umfasst die Artikelnummern REF 50032 Flaschen verpackt á 2 Stück

Zweckbestimmung: Zur sofortigen Spülung der Augen am Unfallort
Bei Verätzungen durch Laugen / Basen oder Säuren
und Ausspülen von Fremdkörpern
Nur als Erste-Hilfe

Technische Beschreibung :

Ausführungen: Flasche mit integriertem Augennapf und Staubschutzkappe.
Maße der Flasche: Höhe 23,5cm / Ø 6,6cm

Inhalt: Eine Flasche ist gefüllt mit 500ml physiologisch gepufferter Kochsalzlösung
– steril – neutral. (0,9% boratgedämpft)
Solange die Flasche verschlossen ist, ist der Inhalt steril. Angebrochene
Flaschen können nicht wieder verwendet werden.
Auf der Flasche befindet sich eine kurze Gebrauchsanleitung.
5 – 15 Minuten spülen, evtl. mehrere Flaschen verwenden.
Die Lösung in der geschlossenen Flasche hat ein MHD von 4,5 Jahren ab
Produktionsdatum

Lagerhinweise: Nur im Temperaturbereich zwischen +2°C und +40°C im Originalkarton
lagern

erstellt am: 26.03.2015
erstellt von: LA:Be

geprüft am: 26.03.2015
geprüft von: QM/MH

gültig ab: . 26.03.2015
Dok.-Nr. TF 50032.04